

Labview

Description

Un ensemble de licences Labview existe au laboratoire. L'achat de cet ensemble a été financé par un groupe assez large de projets et services.

Si vous avez un besoin d'utilisation ponctuel ou prolongé de Labview en dehors de ces projets identifiés, veuillez vous rapprocher du service informatique pour que soit étudiée la solution la plus efficace à votre problématique.

La distribution des licences se fait par le nom des machines utilisant labview. Le nombre maximal d'utilisations concurrentes de Labview est de 50.

Les licences fournies permettent une installation sur Windows, Linux et Mac OS X. Voir ici le détails des outils pouvant être installés, colonne "LabVIEW Research 5 users, LabVIEW Research 10 users, LabVIEW Teaching & Research Small, Medium, Large" : [asl_labview_research_only_-_spring_2014.pdf](#)

Informations d'installation et d'accès


1- Installation du logiciel :

Compte à utiliser :


User : Labview

Pass : voir [ici](#)


Partage windows dédié à Labview pour accès aux sources Windows : utiliser l'explorer, clic droit sur l'icône du PC pour atteindre "connecter un lecteur réseau"



puis taper dans le champ du site : \\Inf-partage\labview et cocher "Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes"



Puis indiquer le compte et mot de passe ([ici](#))



Labview MacOS : Tapez les touche pomme + k puis dans adresse du serveur tapez : smb://Inf-partage
Dans la fenêtre suivante : - sélectionner le dossier Labview, puis cliquer sur OK
Le dossier partagé apparaît sur le Bureau du Macintosh.

Ensuite installer la version de labview adaptée aux besoins

2 - Demander l'autorisation d'utilisation de labview :

Lancer vlmclient : C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\vlmclient.exe (également disponible sur le partage Labview dans les répertoires d'installation des versions de labview : exemple : X:\Labview 2013 Fall\Academic Site License Fall 2013\Client\vlmclient.exe)

Aller dans le menu préférences puis définir dans les paramètres le serveur de licences du laboratoire : inf-partage

Ressources disponibles

Accès aux cours de formation via le Self-paced Online Training (SPOT) : Il s'agit d'un service d'auto-formation en ligne sans instructeur ni matériel. (Normalement réservé aux enseignants)

<http://ni.com/self-paced-training>

Utiliser une licence en dehors du laboratoire ou d'un accès internet

Contacter à ce propos le service informatique

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - **Informations, recommandations et conseils
du service informatique de l'IAS**

Permanent link:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/applis:labview?rev=1548263744>

Last update: **2019/01/23 18:15**

